


사용자 메뉴얼

=====
목차

-
1. 특징
 2. 연결 방법
 3. 실행 방법
 4. 조작 방법
 5. 각 조작부 설명
- =====

1. 특징

본 소프트웨어를 사용하여 AD-4212D 시리즈의 계량 값의 표시, 버튼에 의한 저울의 조작 및 내부 설정 변경을 할 수 있습니다.



- 전자저울로부터 수신한 계량 값을 실시간으로 표시합니다.
- 영점, 캘리브레이션 수행과 같은 일반적인 전자저울에 탑재되는 기능을 조작 할 수 있습니다.
- 특정 전자저울로부터 내부 설정 데이터를 읽어 내서 다른 전자저울을 일괄적으로 변경하는 것이 가능합니다. (AD-4212D Series에 한함)

2. 연결 방법

2-1 저울 및 PC 연결


1) PC에 RS-232C 인터페이스가 있는 경우

AD-4212D 시리즈에 부착되어 있는 표시기용 RS-232C 케이블 ①을 사용해서, AD-4212D 본체 후면의 외부 표시기용 RS-232C 출력 커넥터 ②와, PC의 RS-232C 인터페이스를 연결해주세요.

2) PC에 RS-232C 인터페이스가 없는 경우

AD-4212D 시리즈에 부착되어 있는 표시기용 RS-232C 케이블 ①과, 별매품 AX-USB-9P USB 컨버터 케이블셋트③ (드라이버의 인스톨이 필요합니다.)를 이용하여 저울의 외부 표시기용 출력 RS-232C 커넥터와 PC의 USB 인터페이스를 연결해주세요.

주의) PC/PLC 용 RS-232C 출력 커넥터 ④와 PC를 연결한 경우, 본 소프트웨어가 정확하게 동작하지 않습니다.




3. 실행 방법

3-1 WinCT-AD4241D의 실행

PC의 시작 메뉴에 기동합니다,

「시작」 -> 「모든 프로그램」 -> 「A&D WinCT-AD4212D」 -> 「WinCT-AD4212D」의 순으로 실행해주세요,



* AD-4212D 시리즈 이외의 저울, 또는 타사 저울과 연결하는 경우, 정상 작동 하지 않을 수 있습니다.

4. 조작 방법

4-1 통신 설정


[Port] 를 선택해서 저울과 접속하는 COM 포트를 선택해주세요.

[Auto connect] 버튼을 클릭하면, 자동으로 RS-232C의 통신설정을 실시합니다.

연결 완료 메시지가 뜨면, [OK] 를 클릭해주세요.

윈도우 상부의 [RS-232C] 메뉴를 클릭함으로써, 수동으로 통신설정을 하는 것도 가능합니다.


(WinCT-AD4212D의 통신설정의 초기 값은, AD-4212시리즈의 출하 시 설정과 같습니다.)



4-2 계량 모드의 시작

[Weighing] 탭을 선택한 것을 확인하고, [Start] 버튼을 클릭합니다.

전자저울과 통신이 시작되고 계량 값이 표시됩니다. 또한, 저울을 조작하는 각종 버튼이 활성화됩니다. RS-232C의 통신 설정이 정확하지 않은 경우는, 계량 값이 표시되지 않습니다. 이때는 [Stop] 버튼을 클릭하여 연결해주세요.



4-3 계량 모드 종료

[STOP] 버튼을 클릭해서 저울의 통신을 종료해주세요.

[Function] 탭을 선택한 경우도 저울의 통신이 종료됩니다.

4-4 내부설정 모드를 실행

[Function] 탭 선택 후, [Start] 버튼을 클릭합니다.

저울에서 내부설정의 정보를 받기 위한 통신이 개시됩니다. 약 30초 정도의 시간이 걸립니다.

정확히 수신하기 위해, Model (기종명), S/N (시리얼 번호), ID가 표시되어, Function Table에 저울의 내부설정 항목이 표시됩니다.

분류 항목별로 탭이 배정되어, 각각의 설정 항목이 표시됩니다.

4-5 내부설정 변경

Function Table에 표시되어있는 설정 항목을 선택하고, 설정값을 희망하는 값으로 변경합니다.

[ID] 를 변경하는 경우에는 직접 입력합니다.

[Undo] 를 클릭하면, ID와 선택했던 항목이 수신한 시점의 상태로 돌아옵니다.


설정 값의 선택을 마치면 [Change] 버튼을 클릭합니다.

확인 메시지가 나오면, [OK] 를 클릭합니다.

저울 설정 데이터를 보내기 위한 통신이 시작되면 파워렛램프는 주황색으로 점등합니다.


이 때, 저울의 전원은 끊지 말아주세요.

전송완료 메시지가 나오면, [OK] 를 클릭해주세요.



5. 각 조작부의 설명

5-1. 계량 모드- 대기 중



- ① [RS-232C] 메뉴

전송 속도, 패리티 비트, 데이터 길이의 설정을 수동으로 실시할 수 있습니다.
- ② [Port] 선택


PC의 COM 포트를 선택합니다.
PC에 존재하는 COM 포트가 표시됩니다.
- ③ [Auto connect] 버튼

저울과 통신을 할 때, 전송 속도, 패리티 비트, 데이터 길이의 설정을 자동으로 실시합니다.
- ④ [Weighing / Function] 탭

계량 모드(Weighing)과 내부설정 모드 (Function)을 전환합니다.
- ⑤ [Start] 버튼


계량 모드를 실시합니다.
AD4212D 시리즈 파일럿램프가 녹색으로 점등(계량 중)하고 있는 상태에서 클릭해주세요.

5-2 계량 모드 계량중




- ① [Stop] 버튼
저울과 통신을 종료하고 대기 중 표시가 됩니다.
- ② 계량표시
계량 값
안정마크
리스폰스 마크
저울의 계량 값을 표시합니다.
계량 값이 안정되면 0 마크가 표시됩니다.
응답 특성을 FAST, MID, SLOW로 표시합니다.
[MODE] 버튼으로 변경 가능하며, 표시부에서 일정 시간이 지나면 사라집니다.
- ③ 저울 조작 버튼 (대기 중에는 조작 할 수 없습니다.)
[CAL] 버튼
내장 분동으로 캘리브레이션을 실시합니다.
CAL이 표시됩니다. 종료하면 계량 표시로 돌아옵니다.
AD4212시리즈 취급설명서 「내장 분동으로 캘리브레이션」을 참조해주세요.
[EXC] 버튼
교정분동으로 보정을 설정합니다
AD4212D 시리즈의 취급설명서 「교정분동 (외부 분동)에 의해 캘리브레이션」 참조해주세요.
[MODE] 버튼
응답 특성을 변경합니다.
[RANGE/SAMPLE] 버튼
최소 표시의 자릿수를 바꿉니다.
[ENTER] 버튼
캘리브레이션 시 사용합니다.
[RE-ZERO] 버튼
계량 값을 영점으로 맞춥니다.

5-3 내부 설정 모드 데이터 취득 전



- ① [Weighing / Function] 계량 모드 (Weighing)과 내부설정 모드 (Function)을 전환합니다.
- ② [Start] 버튼 저울과 통신을 시작하고 저울 내부 설정 정보를 수신합니다. 수신 완료까지 30초 정도의 시간이 걸립니다.
수신이 완료되면 Model(기종 이름), S/N(일련번호), ID와, Function Table 안에 내부 설정 항목이 표시됩니다.

5-4 내부 설정 모드 데이터 취득 후



① 저울 정보 표시

Model

저울의 기종명이 표시됩니다.

S/N

저울의 시리얼 번호가 표시됩니다.

ID

저울의 ID가 표시됩니다.

ID를 변경하는 경우는, 선택하여 직접 입력합니다.

② 내부설정표시

탭

내부설정의 분류 항목입니다.

탭 안

왼쪽에서 설정 항목, 내용, 설정값의 순서로 표시합니다.

설정값을 바꾸는 경우, 설정값을 선택해주세요.

③ [Change] 버튼

변경된 설정값과 ID를 저울에 송신합니다.

④ [Undo] 버튼

변경된 ID와 설정값을 데이터 취득 시의 값으로 되돌립니다.

Microsoft, Windows는, 미국 및 그 외의 나라에서 미국 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

2018년 7월 5일

(주) 에이.엔.디