

Compact Balances

EK-i Series



경제적인 가격, 최고의 품질, 최상의 만족을 제공하는 Portable Compact Balance

초정밀 분해능 : 1/40,000~1/60,000
 용기무게 제거 및 비상시 자동 안전기능
 크고 선명한 16mm 액정표시기
 백라이트 기능



원형 짐판
 EK-410i
 EK-610i



사각 짐판
 EK-4100i
 EK-6100i



비교측정 기능 HI/OK/LO
 계수기능 - ACAI
 다양한 계량 단위(g, %, ct, pcs)



충전배터리 장착(OPTION)
 RS-232C 표준 내장
 GLP/GMP/ISO 대응 출력
 자동 OFF 기능



외부 디스플레이 연결가능
 비중측정 및 자성물질 계량에 이상적인
 Under Hook 기능
 (EK-4100i & EK-6100i)



LCD 액정표시부 (백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 언더훅 기능 / 충전배터리 사용 가능 / EC의 'use in trade' 지시에 인종 / 소프트웨어 제공

제품사양				
모델	EK-410i	EK-610i	EK-4100i	EK-6100i
용량	400g	600g	4000g	6000g
최소표시		0.01g		0.1g
반복성 (표준편차)		0.01g		0.1g
직선성		±0.01g		±0.1g
안정시간			약 1.5 초	
사용온도/습도			-5°C ~ 35°C, 습도 85%이하	
표준출력			RS-232C 통신카드장착	
계량팬	Ø 110 mm		133 x 170 mm	
제품크기	190(W) x 218(D) x 55(H)mm		190(W) x 218(D) x 53(H)mm	
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항)			
제품중량	약 1.1kg		약 1.5kg	
옵션	액세서리			
EKW-04i	비교점출력 및 신호음		AD-720Di	도트 매트릭스 프린터
EKW-07i	Underhook		AD-8920A	외부 표시기
EKW-09i	Ni-MH 충전배터리			