

Top Loading(precision) Balances

FZ/FX-i Series



단 1초의 고속계량, 작은 공간에도 설치 가능,
경제적 가격의 Precision Balance



Top Loading(precision) Balances

- New-SHS(Super Hybrid Sensor)
- Air-pump Controlled - 내부 캘리브레이션(FZ-i)
- One Touch Automatic Calibration(FZ-i)
- 디지털 중량교정기능(FX-i series)
- 자동계수 정밀도 향상기능(ACA)
- 고정밀 소형 Balance (복사지 B5크기)



FZ-200i
FZ-300i
FZ-500i
FZ-2000i
FZ-3000i
FZ-5000i
(분동내장형)

FX-200i
FX-300i
FX-500i
(표준형)

FX-200i/300i/500i
기본 제공

FX-2000i
FX-3000i
FX-5000i
(표준형)

- 응답 속도 표시기능
- EMC - 전자파 규정 설계
- 내장형 충전배터리(FX-09)
- 선택사양인 Ni-MN 충전 배터리 팩은 10시간 충전, 8시간 사용가능

- SCF 통계연산기능
- 동물계량 기능(Auto-hold)
- 비교기능
- HI(상한값), LO(하한값) 설정에 의해 계량Data를 쉽게 비교 표시

- GLP/GMP/GCP/ISO 대응출력
- USB 통신(FX-02)
- RS-232C 통신카드 기본장착
- 표준 Underhook 장치

- LAN - 이더넷 통신(FX-08) - WinCT-Plus 소프트웨어(option)
- WinCT-Plus software는 IP주소, Subnet mask를 간단히 설정하여 사용할 수 있으며, 여러대의 저울의 Data를 1대의 PC로 저장



SHS 센서 적용 / VFD 형광표시부 / Quick USB 인터페이스 / LAN-Ethernet 인터페이스 / RS-232C 인터페이스 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 통계 계산 기능 / 비교 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동OFF 기능 / 언더훅 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 소프트웨어 제공 **FX-i 시리즈만** ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 **FZ-i 시리즈만** ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션

제품사양	분동내장형						표준형					
	FZ-200i	FZ-300i	FZ-500i	FZ-2000i	FZ-3000i	FZ-5000i	FX-200i	FX-300i	FX-500i	FX-2000i	FX-3000i	FX-5000i
용량	220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g	220g	320g	520g	2200g	3200g	5200g
최소표시		0.001g			0.01g			0.001g			0.01g	
반복성 (표준편차)		0.001g			0.01g			0.001g			0.01g	
직선성		±0.002g			±0.02g			±0.002g			±0.02g	
안정시간	약 1 초											
사용온도/습도	5°C ~ 40°C, 습도 85%이하											
표준출력	RS-232C 통신카드장착											
계량팬	Ø130mm			Ø150mm			Ø130mm			Ø150mm		
제품크기	190(W) x 262.5(D) x 84.5(H)mm											
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)											
제품중량	약 3.0 kg						약 2.5 kg					

부가설명

■ USB HUB와 USB/RS-232C 컨버터는 소비자가 준비해야 합니다.

옵션

- FX-02* Quick USB interface (케이블 포함)
- FX-08* Ethernet interface WinCT-plus software
- FX-09* 내장형 충전 배터리
- FX-10 소형 방풍 케이스
- FX-11 대형 방풍 케이스

※FX-02, FX-08과 FX-09는 같이 사용할 수 없음

액세서리

- AD1683 정전기 제거기
- AD8920A 외부표시기
- AD8922A 외부 콘트롤러
- AD-720Di 도트 매트릭스 프린터
- AD8526 RS/Ethernet 컨버터
- AD1682 외장형 충전배터리